



**CHEMTEST™**  
Easy test, easy life.



[www.chemtest.net](http://www.chemtest.net)

Tel: 11 5353 6066

[info@chemtest.net](mailto:info@chemtest.net)

## Catálogo de Salud Humana

CHEMTEST produce diagnósticos de alta sensibilidad y especificidad para la detección de enfermedades infecciosas virales, bacterianas y parasitarias de gran impacto en la salud pública.

Con un equipo de científicos con más de 20 años de experiencia, CHEMTEST ofrece soluciones innovadoras para la detección de enfermedades en forma simple y precisa, contribuyendo así a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra sociedad.

Los productos de CHEMTEST ofrecen beneficios diferenciales gracias a su exclusiva tecnología.

### Máxima precisión en diagnósticos de detección directa



GenCap

Nuestros productos basados en amplificación isotérmica seguida de detección por tiras reactivas incorporan la tecnología GenCap que permite la captura y detección de ácidos nucleicos con máxima sensibilidad y especificidad.

### Máxima precisión en diagnósticos serológicos



GlycoEng

Es la innovadora plataforma tecnológica con la que CHEMTEST diseña glicoproteínas recombinantes que son la base de sus test diagnósticos de alta sensibilidad y especificidad con mínimo riesgo de reacciones cruzadas.

### Máxima precisión en diagnósticos de captura



NanoCap

Los ELISA de captura de CHEMTEST implementan la novedosa plataforma NanoCap, basada en el uso de nanoanticuerpos y anticuerpos monoclonales que permiten reducir las interferencias habituales en este tipo de test, lo que resulta en diagnósticos de máxima sensibilidad y especificidad. De esta manera, CHEMTEST produce ELISAs de captura de alta precisión.

### Performance diagnóstica superior



Pure-R














Mediante el exclusivo sistema de purificación Pure-R, CHEMTEST produce antígenos altamente purificados y homogéneos con los que elabora test de máxima performance diagnóstica que minimizan las reacciones cruzadas y generan resultados de alta precisión.

### Cuidamos el medio ambiente



Green test

En CHEMTEST optamos por materiales inocuos, biodegradables y reciclables

	Producto	Presentación	Nro. de Referencia
	CHEMLIS® Brucella Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis en muestras de suero humano y plasma de humanos.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL02-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL02-4P
	CHEMLIS® Brucella canis iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti Brucella canis en muestras de suero y plasma de humanos.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL03-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL03-4P
	CHEMLIS® Chagas R-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzien muestras de suero y plasma de humanos.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL01-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL01-4P
	CHEMLIS® E. coli O157 Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos IgM e IgG anti Escherichia coliO157 en muestras de suero humano.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL04-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL04-4P
	CHEMLIS® E. coli O145 Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos IgM e IgG anti Escherichia coliO145 en muestras de suero humano.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL05-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL05-4P
	CHEMLIS® E. coli O121 Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos IgM e IgG anti Escherichia coliO121 en muestras de suero humano.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL06-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL06-4P
	CHEMLIS® E. coli O103 Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección de anticuerpos IgM e IgG anti Escherichia coliO103 en muestras de suero humano.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL07-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL07-4P
	CHEMLIS® E. coli Combi Glyco-iELISA Kit de ELISA indirecto para la detección en forma combinada y simultánea de anticuerpos IgM e IgG anti Escherichia coli O157, O145, O121 y O103 en muestras de suero humano.	Kit. 2 placas (192 determinaciones)	15-CL08-2P
		Kit. 4 placas (384 determinaciones)	15-CL08-4P
	CHEMLIS® COVID-19 Quanti IgG Kit de ELISA para la detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgG anti SARS-CoV2 en muestras de suero y plasma de humanos.	Kit. 2 Placas (192 determinaciones)	15-CL13-2P
			ELA CHEMSTRIP® COVID-19 2.0 Kit para la inactivación y detección molecular del virus SARS-CoV2 basado en amplificación isotérmica y detección rápida por tiras reactivas.
	CHEMSTRIP® Dengue 2.0 - Card Test Test inmunocromatográfico en un solo paso (formato tarjeta) para la detección rápida (10 min) de anticuerpos IgM contra el virus del Dengue en muestras de suero, plasma, sangre entera venosa y capilar.		
		Kit. 20 determinaciones	15-CSC09-20C
	CHEMSTRIP® COVID-19 IgM/IgG - Card Test Test inmunocromatográfico para la detección rápida y cualitativa de anticuerpos IgM e IgG de SARS-CoV2 en muestras de suero, plasma, sangre entera venosa y capilar.	Kit. 10 determinaciones	15-CSC11-10C
			CHEMSTRIP® E. coli O157/O145 - Card Test Test inmunocromatográfico en un solo paso (formato tarjeta) para la detección rápida (10 min) de anticuerpos IgM anti Escherichia coli O157 y O145 en muestras de suero, plasma y sangre entera de humanos.
Kit. 20 determinaciones	15-CSC17-20C		